

自費特材說明書

中文品名	英文品名
柯惠內視鏡自動手術縫合釘	Endo GIA Ultra Universal Short and Universal XL Single Use Staples
衛生署許可證號	品項代碼
衛署醫器輸字第 022861 號	品項代碼 SAZ022861001, SAZ022861002
產 品 特 性	
腹腔鏡手術專用縫合釘	
適 應 症	
<p>Endo GIA Ultra Universal Short、Endo GIA Ultra Universal 與 Endo GIA Ultra Universal XL 縫合槍可應用於腹部、婦科、小兒科及胸部之切除、橫切及接合，也可用於肝臟萃取物、肝臟血管及膽結構之橫切及切除。</p> <p>Endo GIA Ultra Universal Short、Endo GIA Ultra Universal 與 Endo GIA Ultra Universal XL 縫合槍搭配 Endo GIA 彎頭拋棄式釘匣使用時，可用於鈍性解剖或將目標組織與其他組織分隔。</p>	
副 作 用	
<p>在發射並取出儀器後，請務必檢查縫合釘線及周圍部位是否止血及／或漏血，輕微出血或漏血可藉由電燒或人工縫合控制。</p>	
注 意 事 項	
<p>在使用 Endo GIA Ultra Universal Short、Endo GIA Ultra Universal 或 Endo GIA Ultra Universal XL 縫合槍前，請務必檢查組織厚度並選擇當的縫合釘大小，太粗或太細的組織可能導致縫合釘成形不全。</p>	
與健保品項之療效比較	
依據縫合部位及組織厚度不同而選擇適合的縫合釘	

解說醫師簽章：_____

病人/家屬簽章：_____

說明暨簽署時間：_____年_____月_____日